

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Trap1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12931

Numero articolo: CM0029452



introduzione

TRAP1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA in uomo, topo e ratto. Bersaglia la chaperonica mitocondriale TRAP1, coinvolta nella funzione mitocondriale e nel metabolismo del cancro. Ideale per la ricerca in oncologia e stress cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRAP1 Rabbit pAb
Note / Alias	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10131
ID gene	10131
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 445-704 della TRAP1 umana (NP_057376.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q12931
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio