

Anticorpo Policlonale Anti-Trappc10 Per Wb, Elisa - P48553

Numero articolo: CM0030642

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana TRAPPC10, una subunità del complesso TRAPP II, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto, adatto per la ricerca sul traffico del Golgi e sulle malattie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRAPPC10 Rabbit pAb
Note/Alias	EHOC1; GT334; TMEM1; TRS30; EHOC-1; TRS130; NEDMISS; TRAPPC10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7109
GeneID	7109
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 della TRAPPC10 umana (NP_003265.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P48553
Peso proteico	142kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio