

Anticorpo Monoclonale Anti-Trappc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P0Di81

Numero articolo: CM0003156

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro TRAPPC2/Sedlin umano. Validato per western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sul trasporto vescicolare e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRAPPC2 Rabbit mAb
Note / Alias	SEDL; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6399
GeneID	6399
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TRAPPC2 umano (P0Di81)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P0Di81
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio