

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Trappc2 (Sedl) Per Wb, Elisa - P0Di81

Numero articolo: CM0015992

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRAPPC2 (SEDL) umano, 16 kDa. Adatto per Western blot ed ELISA. Validato in campioni umani; l'immunogeno copre la sequenza completa 1-140. Ideale per studi sul trasporto vescicolare e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRAPPC2 pAb di coniglio
Note/alias	SEDL; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6399
GeneID	6399
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di TRAPPC2 umano (NP_055378.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P0Di81
Peso della proteina	16 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante