

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Trappc6A Per Wb, If/Icc, Elisa - 075865

Numero articolo: CM0020873



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio TRAPPC6A validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla biogenesi dei melanosomi e sul trasporto vescicolare. Approvvigionamento unico da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRAPPC6A Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	TRS33; TRAPPC6A
Specie	Umano
GeneID	79090
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-173 di TRAPPC6A umano (NP_077013.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	075865
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio