

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Trappc6B Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Sz2

Numero articolo: CM0016118



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TRAPPC6B umano, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto. Supporta la ricerca sul traffico intracellulare e sullo sviluppo dei circuiti neurali precoci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRAPPC6B pAb di coniglio
Note/alias	TPC6, NEDMEBA, TRAPPC6B
Specie	Umano
GeneID (umano)	122553
GeneID	122553
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di TRAPPC6B umano (NP_803235.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q86SZ2
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante