

Anticorpo Monoclonale Anti-Trem1 Per Fc - Q9Np99

Numero articolo: CM0009183



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TREM1 umano (CD354), validato per la citometria a flusso. Rileva le forme di ~18kDa e ~26kDa. Per la ricerca sull'immunità innata, l'infiammazione e lo shock settico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-TREM1 Umano
Note/Alias	CD354; TREM-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54210
GeneID	54210
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-200 di TREM1 umano (NP_061113.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NP99
Peso Proteico	18kDa/26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio