

Anticorpo Policlonale Anti-Trem1 Di Coniglio Per If/Icc, Elisa - Q9Np99

Numero articolo: CM0019328



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a TREM1 umano (CD354). Validato per applicazioni IF/ICC ed ELISA. Proteina da 26 kDa. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulla risposta infiammatoria, inclusi studi sullo shock settico e sull'aterosclerosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TREM1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CD354; TREM-1; TREM1
Specie	Umano
GeneID (umano)	54210
GeneID	54210
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del TREM1 umano (NP_061113.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9NP99
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio