


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Trem2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzc2

Numero articolo: CM0014586



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro TREM2 umano (Q9NZC2). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la biologia della microglia e la ricerca sulla malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TREM2 Rabbit pAb
Note/Alias	PLOSL2; TREM-2; Trem2a; Trem2b; Trem2c; TREM2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	54209
ID del gene	54209
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-161 di TREM2 umano (NP_061838.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NZC2
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante