

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Trex1 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Nsu2

Numero articolo: CM0004784



introduzione

Anticorpo monoclonale TREX1 di coniglio validato per WB, IP, ELISA nell'uomo. Bersaglia un'esonucleasi DNA di 33 kDa coinvolta nell'autoimmunità e nella degradazione del DNA dei micronuclei. Strumento essenziale per la ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TREX1 Rabbit mAb
Note/Alias	CRV; AGS1; DRN3; HERNS; RVCLS; TREX1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11277
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-314 di TREX1 umano (Q9NSU2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9NSU2
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio