

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Trex1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nsu2

Numero articolo: CM0028136



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TREX1 validato per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA. Rileva TREX1 in campioni di uomo, topo e ratto. Bersaglia l'esonucleasi 3'-5' TREX1 (Q9NSU2), critica per la degradazione del DNA e la regolazione immunitaria innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TREX1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CRV; AGS1; DRN3; HERN3; RVCLS; TREX1
Specie	Umana
GenelD (Umana)	11277
GenelD	11277
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di TREX1 umano (NP_057465.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NSU2
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio