

## Anticorpo Policlonale Anti-Trh Per Wb, If-P, Elisa - P20396

Numero articolo: CM0026053

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'ormone liberatore della tireotropina umano (TRH). Validato per WB, IF-P, ELISA. Cross-reattività con coniglio, topo, ratto. PM previsto ~27 kDa. Per la ricerca sull'asse HPT e sulla crescita dei capelli.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro          | Specifiche                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto  | TRH Rabbit pAb                                                                                                   |
| Osservazioni/Alias | TRF; Pro-TRH; TRH                                                                                                |
| Specie             | Umano                                                                                                            |
| Gene ID (Umano)    | 7200                                                                                                             |
| Gene ID            | 7200                                                                                                             |
| Immunogeno         | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 25-230 del TRH umano (NP_009048.1) |
| Fonte              | Coniglio                                                                                                         |
| Categoria          | Anticorpi policlonali                                                                                            |
| Applicazione       | WB, IF-P, ELISA                                                                                                  |
| Cross Reattività   | Umano, Mouse, Ratto                                                                                              |
| SWISS              | P20396                                                                                                           |
| Peso proteico      | 27kDa                                                                                                            |
| Spedizione         | Borsa del ghiaccio                                                                                               |