

Anticorpo Policlonale Anti-Trh Per Wb, If/Icc, Elisa - P20396

Numero articolo: CM0015326

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la TRH umana (pro-ormone di rilascio della tireotropina). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Supporta gli studi sulla secrezione di TSH e la biologia dei follicoli piliferi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRH Rabbit pAb
Note/Alias	TRF; Pro-TRH; TRH
Specie	Umana
GeneID (umano)	7200
GeneID	7200
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 143-242 della TRH umana (NP_009048.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P20396
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio