

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Trhr Per Wb, Elisa - P34981

Numero articolo: CM0020252



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TRHR di alta qualità, validato per Western blot e ELISA. Bersaglia il recettore dell'ormone tireotropino-rilasciante umano (P34981), un GPCR coinvolto nella regolazione tiroidea. Ideale per applicazioni IVD e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRHR Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CHNG7; TRH-R; TRHR
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7201
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 320-398 di TRHR umano (NP_003292.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P34981
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio