

Anticorpo Policlonale Anti-Triap1 Per Wb, Elisa - 043715

Numero articolo: CM0027343



introduzione

Anticorpo TRIAP1 policlonale di coniglio validato per WB ed ELISA, reattivo verso umano e topo. Mira al regolatore dell'apoptosi mitocondriale da 9 kDa (p53CSV/WF-1). Ideale per studi sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio TRIAP1
Note/Alias	WF-1; MDM35; P53CSV; HSPC132; TRIAP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51499
GeneID	51499
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-76 di TRIAP1 umano (NP_057483.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O43715
Peso Proteico	9kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio