


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Trib1 Per Wb, Elisa - Q96Ru8

Numero articolo: CM0014166



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ad alta specificità che bersaglia TRIB1 umano per applicazioni Western blot e ELISA. Utile per studi sulla differenziazione mieloide e sulla degradazione di CEBPA. Rileva TRIB1, anche noto come GIG-2/SKIP1, con un peso molecolare di 41 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRIB1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	C8FW; GIG2; TRB1; GIG-2; SKIP1; TRB-1; TRIB1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10221
GeneID	10221
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 203-372 di TRIB1 umano (NP_079471.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q96RU8
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio