

Anticorpo Policlonale Anti-Trib2 Per Wb, Elisa - Q92519

Numero articolo: CM0015440



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRIB2 umano, validato per western blot ed ELISA. Adatto per campioni umani e murini; ha come bersaglio la pseud chinasi omologa di Tribbles 2, coinvolta nella regolazione della segnalazione della MAP chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRIB2 Rabbit pAb
Note/Alias	C5FW; TRB2; GS3955; TRIB2
Specie	Umano
GeneID (umano)	28951
GeneID	28951
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di TRIB2 umano (NP_067675.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q92519
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante