

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Trib3 Per Wb E Elisa - Q96Ru7

Numero articolo: CM0012081

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro TRIB3 umano. Convalidato per applicazioni Western blot e ELISA. Ideale per studi su apoptosi e risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRIB3 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	NIPK; SINK; TRB3; SKIP3; C20orf97; TRIB3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	57761
GeneID	57761
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 1-100 di TRIB3 umano (Q96RU7)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q96RU7
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio