

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Trif / Ticam1 Per Wb, Elisa - Q8Iuc6

Numero articolo: CM0016146



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TRIF/TICAM1 umano (aa 180-280). Validato per WB ed ELISA con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata, la segnalazione TLR e la ricerca antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro        | Valore                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto    | Anticorpo Policlonale di Coniglio TRIF / TICAM1                                                                                        |
| Note/Alias       | TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF / TICAM1                                                                                  |
| Specie           | Umano                                                                                                                                  |
| GeneID (umano)   | 148022                                                                                                                                 |
| GeneID           | 148022                                                                                                                                 |
| Immunogeno       | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-280 di TRIF / TICAM1 umano (NP_891549.1). |
| Origine          | Coniglio                                                                                                                               |
| Categoria        | Anticorpi Policlonali                                                                                                                  |
| Applicazione     | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Cross Reattività | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                     |
| SWISS            | Q8IUC6                                                                                                                                 |
| Peso Proteico    | 76kDa                                                                                                                                  |
| Spedizione       | Borsa del ghiaccio                                                                                                                     |