

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Trif/Ticam1 Per Wb, Elisa - Q8IUC6

Numero articolo: CM0016005



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio basato su proteina ricombinante, diretto contro TRIF/TICAM1 umano (UniProt Q8IUC6). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei TLR e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Informazioni
Nome del prodotto	TRIF/TICAM1 pAb di coniglio
Note/Alias	TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF/TICAM1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	148022
ID del gene	148022
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-200 di TRIF/TICAM1 umano (NP_891549.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8IUC6
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante