

Anticorpo Policlonale Anti-Trim17 Per Western Blot Ed Elisa - Q9Y577

Numero articolo: CM0020302

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato contro TRIM17 umano (ligasi E3 dell'ubiquitina). Adatto per Western blot ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di ubiquitinazione, apoptosi neuronale e autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRIM17 Rabbit pAb
Note/Alias	RBCC; terf; RNF16; TRIM17
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51127
ID Gene	51127
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 280-477 di TRIM17 umano (NP_057186.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y577
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio