


Anticorpo Policlonale Anti-Trim21/Ss-A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19474

Numero articolo: CM0017799



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRIM21/SS-A umano (RO52, SSA1, RNF81). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. 54kDa. Ideale per la ricerca sull'autoimmunità e l'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRIM21/SS-A Rabbit pAb
Note / Alias	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; TRIM21/SS-A
Specie	Uomo
GeneID	6737
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P19474
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio