

Anticorpo Policlonale Anti-Trim23 Per Wb, If/Icc, Elisa - P36406

Numero articolo: CM0030403



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRIM23 umano (ARD1/ARFD1/RNF46), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per lo studio dell'autofagia, dell'ubiquitinazione e delle vie di infezione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRIM23 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ARD1, ARFD1, RNF46, TRIM23
Specie	Umano
GeneID (Umano)	373
GeneID	373
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di TRIM23 umano (NP_001647.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P36406
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio