


Anticorpo Policlonale Anti-Trim24 Per Wb, Elisa - 015164

Numero articolo: CM0016610



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità anti-TRIM24 prodotto in coniglio, validato per WB ed ELISA. Targetizza TRIM24 umano, un coattivatore trascrizionale e ligasi E3 dell'ubiquitina con ruoli chiave nella risposta al danno del DNA, nell'immunità innata e nel cancro. Ideale per gli sviluppatori di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRIM24 Rabbit pAb
Note/Alias	PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24
Specie	Umano
ID del gene (umano)	8805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-820 di TRIM24 umano (NP_056989.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	015164
Peso della proteina	117 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante