


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Trim24 Per Wb, Elisa - O15164

Numero articolo: CM0003170



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio altamente specifico contro TRIM24, validato per Western blotting (WB) e ELISA. Rileva TRIM24 (117kDa) di origine umana, murina e di ratto. Ideale per ricerche sulla regolazione della trascrizione, risposta al danno del DNA e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | TRIM24 Rabbit mAb                                                                                                 |
| Note/alias          | PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24                                                          |
| Specie              | Umana                                                                                                             |
| ID gene (Umano)     | 8805                                                                                                              |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 di TRIM24 umano (O15164). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                             |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                         |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                 |
| SWISS               | O15164                                                                                                            |
| Peso proteico       | 117kDa                                                                                                            |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                 |