


Anticorpo Monoclonale Anti-Trim25 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14258

Numero articolo: CM0010782



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità diretto contro TRIM25 umano (Q14258), validato per western blot, IHC, IF, IP ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'immunità innata, la segnalazione antivirale e l'ubiquitinazione. Rilevamento affidabile della proteina da 71 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato con KD] mAb di coniglio anti-TRIM25
Note/Alias	EFP; Z147; RNF147; ZNF147
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	7706
GeneID	7706
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-379 di TRIM25 umano (NP_005073.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q14258
Peso della proteina	71 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio