

Anticorpo Policlonale Anti-Trim25 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14258

Numero articolo: CM0016903



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting TRIM25 umano (Q14258), una ligasi E3 ubiquitina/ISG15 essenziale per l'immunità innata. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione antivirale e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRIM25 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EFP; Z147; RNF147; ZNF147; TRIM25
Specie	Umana
ID gene (Umano)	7706
ID gene	7706
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-379 di TRIM25 umano (NP_005073.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14258
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato