

Anticorpo Policlonale Anti-Trim29 Per Wb, Elisa - Q14134

Numero articolo: CM0025008



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRIM29 umano (ATDC), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sull'immunità innata e sull'attivazione dei macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRIM29 Rabbit pAb
Note/Alias	ATDC; TRIM29
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23650
GeneID	23650
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 309-588 di TRIM29 umano (NP_036233.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14134
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio