


Anticorpo Policlonale Anti-Trim31 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzy9

Numero articolo: CM0014909



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TRIM31, una ligasi E3 dell'ubiquitina che regola la risposta immunitaria antivirale e l'infiammazione. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRIM31 Rabbit pAb
Note/Alias	RNF; HCG1; HCGI; C6orf13; TRIM31
Specie	Umana
ID del gene (umano)	11074
ID del gene	11074
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 186-425 di TRIM31 umano (NP_008959.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9BZY9
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante