

Anti-Trim32 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q13049

Numero articolo: CM0026044



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRIM32 (ligasi E3 ubiquitina) per WB, ELISA. Validato su umano, topo, ratto. Ideale per lo studio dell'immunità innata, dell'autofagia e della distrofia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	TRIM32 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HT2A; BBS11; TATIP; LGMD2H; LGMDR8; TRIM32
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	22954
ID Gene	22954
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-280 del TRIM32 umano (NP_036342.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13049
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio