

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Trim38 Per Wb Ed Elisa - 000635

Numero articolo: CM0028646

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TRIM38 umano, adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Efficace per lo studio delle risposte immunitarie innate e delle vie dell'ubiquitina-proteasoma. L'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 266-465 di TRIM38 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TRIM38 Rabbit pAb
Note/Alias	RNF15; RORET; TRIM38
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10475
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 266-465 di TRIM38 umano (NP_006346.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	000635
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio