

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Trim39 Per Wb, Elisa - Q9Hcm9

Numero articolo: CM0027402



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TRIM39 validato per WB e ELISA. Rileva la TRIM39 umana, una E3 ubiquitina ligasi coinvolta nell'apoptosi, nella regolazione del ciclo cellulare e nella segnalazione di NF-κB. Ideale per la ricerca sul cancro e la biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRIM39 Rabbit pAb
Note/Alias	TFP, RNF23, TRIM39B, TRIM39
Specie	Umana
GeneID (Umana)	56658
GeneID	56658
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della TRIM39 umana (NP_067076.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9HCM9
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio