

Anticorpo Policlonale Anti-Trim41 Per Wb E Elisa - Q8Wv44

Numero articolo: CM0025755



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRIM41 umano (RINCK). Validato per WB e ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della risposta antivirale innata e della degradazione mediata dall'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRIM41 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	RINCK; TRIM41
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	90933
ID Gene	90933
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 421-630 di TRIM41 umano (NP_291027.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WV44
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio