

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Trim44 Per Wb, Elisa - Q96Dx7

Numero articolo: CM0025646

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TRIM44, validato per applicazioni WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Adatto per lo studio della differenziazione neuronale e delle vie di segnalazione PAX6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRIM44 Rabbit pAb
Note/Alias	AN3; MC7; DIPB; HSA249128; TRIM44
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	54765
ID gene	54765
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 205-344 della TRIM44 umana (NP_060053.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96DX7
Peso proteico	38 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio