

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Trim45 Per If/Icc Ed Elisa - Q9H8W5

Numero articolo: CM0018216



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro TRIM45 umano (RNF99). Validato per IF/ICC ed ELISA, cross-reagisce con il mouse. Il bersaglio svolge un ruolo chiave nella risposta infiammatoria e nelle vie di ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRIM45 Rabbit pAb
Note/Alias	RNF99; TRIM45
Specie	Umano
GeneID (Umano)	80263
GeneID	80263
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-400 di TRIM45 umano (NP_001139107.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q9H8W5
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio