

Anticorpo Policlonale Anti-Trim60 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q495X7

Numero articolo: CM0021671

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TRIM60 validato per WB ed ELISA. Rileva TRIM60, una ligasi E3 proteina SUMO che regola la segnalazione NF-κB tramite SUMOilazione di TAB2. Reagisce incrociato con il topo. 55 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRIM60 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RNF33; RNF129; TRIM60
Specie	Umano
GenelD (Umano)	166655
GenelD	166655
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di TRIM60 umano (NP_689833.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q495X7
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio