

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Trim62 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bvg3

Numero articolo: CM0023961

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TRIM62 umano (DEAR1), una E3 ubiquitina ligasi coinvolta nell'immunità antifungina. Convalidato per WB, IHC-P, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRIM62 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	DEAR1; TRIM62
Specie	Umana
ID gene	55223
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-280 di TRIM62 umano (NP_060677.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9BVG3
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio