

Anticorpo Policlonale Anti-Trim63 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969Q1

Numero articolo: CM0026969



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TRIM63 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva TRIM63 umano, murino e di ratto, una E3 ubiquitina ligasi muscolo-specifica coinvolta nella degradazione proteica e nell'atrofia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRIM63 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IRF; SMRZ; MURF1; MURF2; RNF28; TRIM63
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	84676
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 253-353 di TRIM63 umano (NP_115977.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q969Q1
Peso proteico	40 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio