


## Anti-Trim66 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb - O15016

Numero articolo: CM0024176



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TRIM66 umano (TIF1D, TIF1DELTA). Adatto per WB e ELISA. Bersaglia un repressore della trascrizione nucleare con dominio bromo e motivi a dito di zinco. O15016.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | TRIM66 Coniglio pAb                                                                                                           |
| Osservazioni/Alias  | TIF1D; C11orf29; TIF1DELTA; TRIM66                                                                                            |
| Specie              | Umano                                                                                                                         |
| Gene ID (Umano)     | 9866                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 750-970 di TRIM66 umano (NP_055633.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività Crociata | Umano                                                                                                                         |
| SWISS               | O15016                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 149kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |