


## Anticorpo Policlonale Anti-Trim69 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Wt6

Numero articolo: CM0030420



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRIM69 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva TRIM69 endogeno in campioni umani e di topo. Adatto per la ricerca su ubiquitinazione, immunità antivirale e dinamica del centrosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | TRIM69 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias            | Trif; HSD34; RNF36; HSD-34; TRIM69                                                                                           |
| Specie                | Umana                                                                                                                        |
| ID Gene (Umano)       | 140691                                                                                                                       |
| ID Gene               | 140691                                                                                                                       |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-341 di TRIM69 umano (NP_542783.2) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Reattività incrociata | Umana, Topo                                                                                                                  |
| SWISS                 | Q86WT6                                                                                                                       |
| Peso proteico         | 57kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio                                                                                                            |