

Anticorpo Policlonale Anti-Trim72 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q1Xh17

Numero articolo: CM0022674



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a TRIM72 (MG53), una ligasi E3 ubiquitina specifica del muscolo coinvolta nella riparazione delle membrane. Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per la ricerca sul muscolo scheletrico e cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRIM72 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MG53; TRIM72
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	493829
GeneID	434246
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 del TRIM72 di topo (NP_001073401.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q1XH17
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio