


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Trim9 Per Wb, Elisa - Q9C026

Numero articolo: CM0013753



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TRIM9 validato per Western Blot e ELISA, che mostra reattività con TRIM9 umano, murino e ratto (E3 ubiquitina ligasi). Ideale per la ricerca nelle neuroscienze e sul neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRIM9 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RNF91, SPRING, TRIM9
Specie	Uomo
GeneID (umano)	114088
GeneID	114088
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di TRIM9 umano (NP_055978.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9C026
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio