

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Trimetil-Istona H3-K9 (Q16695/P68431) Per L'epigenetica

Numero articolo: CM0000400



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TriMetil-Istona H3-K9 convalidato per WB, ChIP-seq, CUT&Tag, DB, IF/ICC e ELISA. Rileva l'istona H3 trimetilata alla lisina 9 in uomo, topo, ratto e altre specie. Adatto per studi su cromatina e epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TriMetil-Istona H3-K9 Rabbit mAb
Note/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; TriMethyl-Histone H3-K9
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico trimetilato corrispondente alla regione K9 dell'Istona H3 umana (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, DB, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (prevista su ampia gamma)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio