

Anticorpo Policlonale Anti-Trip10 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15642

Numero articolo: CM0025578



introduzione

Anticorpo policlonale anti-TRIP10 (proteina 4 interagente con Cdc42) di coniglio di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Ha reattività incrociata con umano e topo. Ideale per studi di endocitosi, citoscheletro di actina e ricerca sulla traslocazione di GLUT4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRIP10 Rabbit pAb
Note/Alias	STP; CIP4; HSTP; STOT; TRIP-10; TRIP10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9322
GeneID	9322
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente a.a. 246-545 della TRIP10 umana)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q15642
Peso proteico	68 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio