


Anticorpo Policlonale Anti-Trip12 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14669

Numero articolo: CM0029862



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRIP12 umano (Q14669), validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva TRIP12 di uomo, topo e ratto. Reagente chiave per la ricerca sulla riparazione del DNA e sulla via ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRIP12 Rabbit pAb
Note / Alias	ULF; MRD49; TRIPC; TRIP-12; TRIP12
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9320
GeneID	9320
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di TRIP12 umano (NP_001271143.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14669
Peso proteico	220kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio