


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Trip4 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15650

Numero articolo: CM0016144



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato per WB, IHC-P, IP, ELISA; bersaglia TRIP4 umano (ASC-1), un coattivatore trascrizionale e componente del complesso RQC. Reagisce anche con antigeni umani, murini e di ratto. Immunogeno ricombinante (aa 282-581).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRIP4 Rabbit pAb
Note/Alias	ASC1; ASC-1; MDCDC; SMABF1; ZC2HC5; HsT17391; TRIP4
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	9325
ID del gene	9325
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 282-581 di TRIP4 umano (NP_057297.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q15650
Peso della proteina	66 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante