

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Trk Fused Gene (Tfg) Per Wb, Elisa - Q92734

Numero articolo: CM0031070



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la proteina del gene TRK fuso (TFG) umano, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per lo studio della dinamica del RE e del traffico del cargo secretorio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRK fused gene (TFG) Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; TRK fused gene (TFG)
Specie	Umano
Gene ID	10342
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-240 del gene TRK fuso (TFG) umano (NP_006061.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q92734
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio