

Anticorpo Monoclonale Anti-Trka+B+C Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04629 / Q16288 / Q16620

Numero articolo: CM0004031



introduzione

Questo anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio riconosce TrkA, TrkB e TrkC. Validato per applicazioni Western blot, IHC-P e ELISA su tessuti di uomo, topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione dei recettori delle neurotrofine e dello sviluppo neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TrkA+B+C Rabbit mAb
Note / Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkA+B+C
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4914/4916/4915
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 722-822 di NTRK2 umano (Q16620).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04629/Q16288/Q16620
Peso proteico	140 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio