


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Trkb (Gp145-Trkb) Per Wb E Elisa - Q16620

Numero articolo: CM0003678



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro TrkB (NTRK2, GP145-TrkB) umano, validato per Western blot e ELISA. Rileva TrkB di topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione delle neurotrofine, lo sviluppo neuronale e la plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TrkB Rabbit mAb
Note/Altri nomi	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Specie	Umana
GeneID	4915
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 32-430 di TrkB umano (NP_001018074.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q16620
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio