

Anticorpo Policlonale Anti-Trkc Per Wb, Elisa - Q16288

Numero articolo: CM0013351



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TrkC umano (recettore del fattore di crescita NT-3) per WB e ELISA; reattività crociata con topo e ratto; adatto per studi sulla segnalazione delle neurotrofine e sullo sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TrkC Rabbit pAb
Note/Alias	TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); TrKC
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4916
ID gene	4916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-300 di TrkC umano (NP_001007157.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16288
Peso proteico	94kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio